

**IMPORTANT INSTRUCTIONS: USER OPERATING MANUAL
MODEL SKU: VET-800NA**



Veterinary Forced Air Animal Warmer



**This device is designed for animal and pet warming use only.
It is not for use in human households or human medical applications.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

READ CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE,
INSTALL, OPERATE, OR MAINTAIN THE PRODUCT DESCRIBED.
PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY OBSERVING ALL SAFETY
INFORMATION. FAILURE TO COMPLY WITH INSTRUCTIONS COULD
RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE!
RETAIN INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.




IMPORTANT INSTRUCTIONS: USER OPERATING MANUAL

MODEL SKU: VET-800NA

IMPORTANT INSTRUCTIONS

DANGER: TO REDUCE RISKS OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.

WARNING

- **ANIMAL USE ONLY — DO NOT USE THIS WARMING SYSTEM FOR ANY HUMAN APPLICATIONS**
- **DO NOT USE FOR ANY HUMAN MEDICAL, OXYGEN, OR WET ENVIRONMENTS**
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **CAUTION** — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- Heater must not be located immediately below a socket outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **DO NOT cover** 

1. Read all instructions before using this device. Use this device only as described in the manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electrical shock, or injury to persons.
2. Do not operate device unattended. Turn off or unplug when not in use.
3. Make certain that the power source conforms to the electrical requirements of this device.
4. **DO NOT OPERATE MORE THAN ONE BEDJET ON SAME AC-POWER OUTLET WITHOUT SETTING LOW POWER SWITCH TO ON — SWITCH LOCATED ON REAR OF DEVICE.**
5. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does



IMPORTANT INSTRUCTIONS: USER OPERATING MANUAL

MODEL SKU: VET-800NA

not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

6. DO NOT plug device into any other cord connected device, such as a power strip, surge protector, multiple outlet adapters, or outlet-type air fresheners. The use of such devices may create a fire hazard. Plug unit directly into a wall outlet only.
7. Always plug this device directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
8. Do not operate this device with a damaged cord or plug, or after the device malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Return device to authorized service facility for examination, electrical, or mechanical adjustment or repair.
9. To disconnect device, make sure device is not currently operating in heat or cool mode, press the Main Power Button, then remove plug from outlet.
10. Always unplug device when not in regular use. Unplug power cord before servicing or moving the device. **WARNING: DO NOT DEPEND ON THE ON/OFF SWITCH AS THE SOLE MEANS OF DISCONNECTING POWER WHEN SERVICING OR MOVING THE DEVICE. ALWAYS UNPLUG THE POWER CORD.**
11. Do not insert or allow fingers or foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as it may cause an electric shock, fire, or damage the device. Do not block or tamper with the device in any manner while it is in operation.
12. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not place unit on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
13. Always place the device on a stable, flat, level surface when operating, to avoid the chance of the device overturning. Locate the power cord so the device or other objects are not resting on it. Do not run cord under carpeting. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
14. This device has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use the BedJet in areas where gasoline, paint, or flammable liquids or flammable gases are used or stored. It must NOT be used in potentially dangerous locations such as flammable, explosive, chemical-laden, or wet atmospheres.
15. This device is not intended for use in wet or damp locations. This device is **NOT INTENDED** for use in bathrooms, laundry areas, and similar indoor locations. Never locate the device where it may fall into a bathtub or other water container. Do not immerse BedJet in water.
16. This device is not intended for use as a room air heater.
17. Do not use device outdoors.
18. Keep the cord away from heated surfaces.
19. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or in oxygen rich environments.



IMPORTANT INSTRUCTIONS: USER OPERATING MANUAL

MODEL SKU: VET-800NA

20. Check your BedJet cord and plug connections:

- a) Faulty wall outlet connections or loose plugs can cause the outlet or plug to overheat. Be sure the plug fits tight in the outlet.
- b) Heaters draw more current than small appliances; overheating of the outlet may occur even if it has not occurred with the use of other appliances.
- c) During use check frequently to determine if your plug outlet or faceplate is HOT! If so, discontinue use of the heater and have a qualified electrician check and/or replace the faulty outlets.

WARNING: REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK – DO NOT USE THIS DEVICE WITH ANY SOLID-STATE SPEED CONTROL DEVICES.

SAVE THESE SAFETY INSTRUCTIONS.

MANUFACTURER INFORMATION:

BEDJET LLC
17 Connell Highway
Newport, RI 02840 USA
Phone: +1-401-404-5250
Email: info@bedjet.com



IMPORTANT INSTRUCTIONS: USER OPERATING MANUAL

MODEL SKU: VET-800NA

Pre-Installation Checklist

Before attempting installation of the BedJet VET, please verify the following parts list from your boxed BedJet package:



Air hose with fabric liner, stretchable, compressible, and bendable



BedJet VET with pre-installed HEPA filter



Wireless radio remote control with 2 AA alkaline batteries (included)

Proper Assembly Required:

All parts included are required to be fully assembled and installed onto the BedJet for proper operation. Do not operate the BedJet without the included Air Hose. Do not attempt to use the BedJet with air delivery accessories or air delivery components not approved or supplied by BEDJET LLC.



IMPORTANT INSTRUCTIONS: USER OPERATING MANUAL

MODEL SKU: VET-800NA

System Operation



ON/OFF Switch

Low Power Switch for setups with two BedJets operating on same AC circuit. **SEE SAFETY DETAILS BELOW.**

Status Display Ring

Expansion Port for factory testing, not a functional USB port

Low Power Switch:

Setups with two BedJet VET units plugged into the same AC circuit should set Low Power switch ON to avoid tripping/overloading the circuit breaker. Installations where only one BedJet VET is used in a room should leave Low Power Switch OFF to utilize the full power of the system.

⚠ WARNING: Failure to comply with the correct Low Power ON switch setting with more than one BedJet installed on the same room AC branch circuit may result in overloaded electrical circuit, circuit breaker trips, or electrical hazard. Never use more than one BedJet on the same AC circuit without Low Power switch ON.




IMPORTANT INSTRUCTIONS: USER OPERATING MANUAL

MODEL SKU: VET-800NA

BedJet VET Wireless Remote Control:

All BedJet VET operating modes are activated via the wireless radio remote control, there are no exterior buttons located on the BedJet VET base unit for manual operation. With charged batteries installed, the remote control keys will light up automatically when picked up, indicating remote is ready for use. The BedJet VET will beep to acknowledge any command received from the remote control. The wireless remote control is pre-paired to your BedJet VET unit at the factory. However, if your BedJet VET is verified powered ON (power button LED is ON) and wireless remote buttons light up and are pressed but the BedJet does not activate, then re-pair the remote control to base unit.

Pairing a New Remote: Press and hold the “Low Power” button on the back display of the BedJet VET until it blinks, indicating the unit is in pairing mode. Press and hold the OFF key on your remote control to complete the pairing. Successful pairing will be acknowledged by three beeps.



IMPORTANT INSTRUCTIONS: USER OPERATING MANUAL

MODEL SKU: VET-800NA

Warming Temperature Adjustments: Activate warming air mode by pressing any temperature preset button. Once active, warming air temperature can be further adjusted by 1°C increments from 43°C to 32°C using the +/- buttons. Audio announcement indicates current temperature setpoint.

Auto-shutoff Timer Adjustment: Activation of any air mode defaults the auto-shutoff timer to 4 hours. Once active, auto-shutoff time can be further adjusted by 30-minute increments using the +/- buttons. 4 hours auto-shutoff is the maximum allowable time setting. Audio announcement indicates current auto-shutoff timer setting.

Fan Speed Adjustments: Activation of any mode defaults to 100% maximum fan speed. For smaller animals with smaller warming bags, the fan speed may be reduced to lower the noise of the unit. The unit has 20 fan speed settings and will stop beeping when upper or lower fan speed limits are reached using the +/- buttons.

Programmable One-Touch Memory Recall: Frequently used settings can be recalled using the one-touch memory buttons. Simply turn the unit on and set to preferred temperature, fan speed and auto-shutoff settings and then press and hold any memory key for 3 seconds to save. When the unit is in standby, press and quickly release the same memory key to activate the unit and recall the saved settings.

HEPA Filter Change Reset: The unit contains a permanent service clock of operating hours. When 400-hour intervals are reached, a “CHANGE FILTER” audio alert will be heard. Reset the “CHANGE FILTER” audio alert after the HEPA filter has been changed (See Maintenance section) by simultaneously pressing the setup button (gear icon) and OFF button the remote control.



Status Display Ring Indicator

Solid Red = Operating at set air temperature

Spinning Red = Adjusting to reach set air temperature

Solid Blue = Cool mode



IMPORTANT INSTRUCTIONS: USER OPERATING MANUAL

MODEL SKU: VET-800NA

Maintenance

The only maintenance required for the BedJet VET is periodic replacement of the HEPA filter and periodic cleaning of the washable HEPA prefilter.


HEPA PREFILTER CLEANING: The washable black foam prefilter is installed on top of the HEPA filter and helps extend the life of your HEPA filter. Clean the HEPA lifetime washable pre-filter every 2 months or when visually dirty. Simply remove the black foam prefilter from HEPA filter (it is attached to front of HEPA filter with Velcro) and clean under running water. Reinstall prefilter when dry and gently push the grill until it snaps back in place.

HEPA FILTER REPLACEMENT: The HEPA filter is recommended to be replaced every 400 hours or every 6 months of regular use. The BedJet VET contains a HEPA filter service clock. At 400 hours the BedJet VET will give an audible alert reminder to replace the HEPA filter.


HEPA FILTER SERVICE ALARM RESET: Hold down the gear icon button on the remote control while simultaneously pressing the OFF button. The HEPA filter service alarm should now be reset for an additional 400 hours. The service alarm can also be reset from the Bluetooth App.



Push both filter buttons (on either side of grille) in the direction indicated to release front air grille for easy access to filters.



Once grille is opened, pull strap to slide filter assembly out.




Peel black prefilter away from HEPA filter to separate for cleaning and/or replacement.



IMPORTANT INSTRUCTIONS: USER OPERATING MANUAL

MODEL SKU: VET-800NA

Bluetooth Remote Control App



Pending release (target: Q1 of 2022), the BedJet VET App can control all functions of the unit from a smartphone or tablet. Additional features in the app not available with the wireless remote include:

- HEPA filter life showing hours left to changeout
- Live output air temperature readings
- Live auto-shutoff timer readout and fan speed readout
- Firmware update check via WiFi
- Please note, the legacy BedJet VET V2 App currently available on iOS is not compatible with the new model BedJet VET. This legacy app can be identified by the older red/orange BedJet logo.

Troubleshooting

Use this guide to address problems with your BedJet VET product. If problems cannot be resolved, please contact Customer Service at info@bedjet.com or +1 (401) 404-5250. Do not return any product requiring service without first obtaining a Return Authorization Number (RMA) and shipping instructions.

BedJet VET Audible Notifications – What does the BEEP mean?

Issue	Indication	Recommendation
1 Beep	<ul style="list-style-type: none"> • BedJet switched on or off • Any command received from the remote control or App 	<ul style="list-style-type: none"> • This is normal operation
3 Beeps	<ul style="list-style-type: none"> • Remote control learning/pairing function has been successfully accomplished 	<ul style="list-style-type: none"> • This indicates successful learning/pairing of a remote control to the BedJet • Remote control has not been paired if 3 beeps are not made
5 Beeps	<ul style="list-style-type: none"> • A system monitoring error has occurred • The BedJet will be non-functional until resolved 	<ul style="list-style-type: none"> • See diagnostic table below, can only be reset from error state by unplugging for 30 seconds



IMPORTANT INSTRUCTIONS: USER OPERATING MANUAL

MODEL SKU: VET-800NA

Troubleshooting Cont.

Diagnose & Fix

Issue	Possible Causes	Action
Remote control will not operate BedJet	<ul style="list-style-type: none"> • Dead battery in remote • Remote control may need to be re-paired to your BedJet 	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure remote control LED lights up when picked up, if not then replace battery • Re-pair remote control to BedJet with instructions on page 7
Remote control commands are not acknowledged with an audible beep anymore	<ul style="list-style-type: none"> • Audio alert mute may have been accidentally turned on 	<ul style="list-style-type: none"> • Press Mute button on remote control to unmute
BedJet keeps shutting off without a shutoff command being given or beep; BedJet power button LED is ON and ERROR LED is NOT flashing and BedJet can be restarted normally	<ul style="list-style-type: none"> • This is normal. Once turned on, every mode has an automatic shutoff timer. Please see page 8 for information about auto-shutoff time limits. 	<ul style="list-style-type: none"> • Shutoff Timer can be advanced within certain limits using TIME +/- button
BedJet ERROR display LED is flashing and unit will no longer operate, BedJet beeps 5 times	<ul style="list-style-type: none"> • The BedJet microprocessor has discovered a monitoring error within the system. This does not always mean your BedJet is malfunctioning and may occur if you rapidly change modes or airflow while at the same time obstructing inlets or outlets. 	<ul style="list-style-type: none"> • Check to make sure air filter is clean and there are no air inlet or outlet obstructions. • Unplug BedJet for 30 seconds, run in cool mode for 2 minutes and then retry warming mode. If this does not solve the problem, or if the problem occurs again, contact BedJet support and record the number of blinking flashes from the Error display LED.
BedJet delivered warm air but then while still in warming mode is blowing cold air	<ul style="list-style-type: none"> • In addition to real-time microprocessor control of the heat, the BedJet contains multiple mechanical-thermal overheating switches for your protection. They are extremely sensitive and may have disabled the heater unit. They are self-resetting but remain open until power is removed and the unit is allowed to cool off. They may have been triggered by inlet or outlet blockages. 	<ul style="list-style-type: none"> • Check to make sure air filter is clean and there are no air inlet or outlet obstructions. • Unplug BedJet for 30 seconds, run in cool mode for 2 minutes and then retry warming mode. If this does not solve the problem, or if the problem occurs again, contact BedJet support.



IMPORTANT INSTRUCTIONS: USER OPERATING MANUAL

MODEL SKU: VET-800NA

Specifications

- Voltage: **120V ONLY** (Not a dual voltage device)
- Power Rating: 1500 watts
- Heating Element Rating: 1440 watts
- Amp Rating: 12.8 Amps
- Rated operating temperature range 0°C to 40°C.
- HEPA Air Filter Type: .3μ replaceable
- Recommended filter change: 6 months or 400 hours
- Thermal Sensors: 2, dual redundant with microprocessor error checking
- Temperature Regulation Accuracy: ± 1.5 °C (as new)
- System Time to 38°C: ~16 seconds
- Dimensions: 17" x 10.3" x 5.8" high (not including hose outlet)
- Weight: 9 lbs. not including hose
- Hose length: 45" (hose extensions available)
- Remote Control Battery Type: AA x 2, alkaline type

Thermal Safety

The BedJet VET includes the most robust set of redundant safety features of any forced air animal warmer currently on the market to prevent unintentional overheating. These features include:

- Easily set Auto-shutoff times from 30 minutes to 4 hours
- Dual temperature sensors with microprocessor monitoring for error check — sensors are averaged for temperature readings and must agree with each other or the system will log a fault and shut down
- Dual microprocessors with error monitoring and watchdog functions
- 3-stage microprocessor monitored overheat protection that will shut down heat under the following out of specification over-temperature situations:
 - Air exhaust measured at > 46°C for 120 seconds
 - Air exhaust measured at > 53°C for 12 seconds
 - Air exhaust measured at > 55°C for 1 second
- Mechanical thermostatic overheat switch located in air exhaust that will shut off power to the heater as redundant safety feature to microprocessor monitoring failure



IMPORTANT INSTRUCTIONS: USER OPERATING MANUAL

MODEL SKU: VET-800NA

Certifications

The BedJet VET has been designed to operate as a safe forced air heating device for animal warming purposes. This product has been rigorously tested by an accredited 3rd party testing lab to be qualified as a safe electric appliance. The BedJet VET complies with the following safety and product standards:

- Underwriters Laboratories 499
- Canada CSA Standard 22.2 No. 64

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



IMPORTANT INSTRUCTIONS: USER OPERATING MANUAL

MODEL SKU: VET-800NA

Warranty

BEDJET LLC gives to the original purchaser (“the purchaser”) of a new BedJet VET (“the product”) this limited express warranty which covers any defects in materials or workmanship in the product under normal use. Except for this limited express warranty and any implied warranties under applicable law, BEDJET LLC makes no express or implied representations or warranties, either in this document or in any of its instruction manuals, product packaging, or other materials accompanying or used in conjunction with sale or marketing of the product.

DURATION OF WARRANTY

This limited express warranty, and any implied warranties (including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose) on the product ***will be for two (2) years from the documented date of purchase***, as noted below. Coverage terminates if the purchaser sells, disposes of, or otherwise transfers the product.

During the two years following the documented date of purchase, BEDJET LLC will repair or replace any product or part(s) that are defective in either materials or workmanship to include parts, labor, and delivery back to the purchaser at the expense of BEDJET LLC. Delivery charges are covered under this warranty only for the continental United States.

EXCLUSIONS OF COVERAGE

This limited express warranty is conditioned upon proper use of the product by the purchaser. Any problem with the product that is caused by abuse, misuse, and operation contrary to or inconsistent with the written instructions or an act of God (such as a flood) is not covered. BEDJET LLC does not have any obligations if our inspection reveals that the product has been altered, modified, damaged, subjected to or involved in an accident, disassembled, repaired or attempted to be repaired by someone other than us, or used in a manner inconsistent with its intended purpose.

Indirect, special, incidental, or consequential damages (including any lost revenues, loss of use or lost profits) are not recoverable under the warranty, or with respect to the sale or use of the product. In no event will our entire liability to you exceed the purchase price actually paid by you for the product, or any defective portion thereof, whichever is less. This limitation does not apply to any claims for personal injury. Also, because some states do not allow, or restrict, limitations of incidental or consequential damages, some or all the foregoing may not apply to you.

What Are Your Rights Under State Law and Other Considerations?

This warranty, and any unresolved claims and disputes between you and BEDJET LLC shall be governed by and subject to the laws (exclusive of conflict-of-law provisions) of the State of Rhode Island, which shall also be the exclusive venue and jurisdiction for all such claims and disputes. All claims against BEDJET LLC must be brought within three (3) months from the time they arise. As some states do not allow, or restrict, limitations on how long an implied warranty lasts, some or all of the foregoing may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state. Other than as expressly set forth above, BEDJET LLC does not authorize any agent or representative to assume any obligation or liability here under. ***IF YOU DO NOT AGREE WITH THE ABOVE TERMS YOU MAY RETURN YOUR PRODUCT FOR A FULL REFUND WITHIN SEVEN DAYS AFTER PURCHASE.***



**INSTRUCTIONS IMPORTANTES: MANUEL D'UTILISATION
MODÈLE SKU: VET-800NA**



Réchauffeur vétérinaire pour animaux à air pulsé



Cet appareil est conçu pour réchauffer les animaux et les animaux de compagnie uniquement. Il n'est pas destiné à être utilisé dans les ménages humains ou les applications médicales humaines.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'ESSAYER D'ASSEMBLER, INSTALLER, UTILISER OU MAINTENIR LE PRODUIT DÉCRIT. PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ LES AUTRES EN OBSERVANT TOUTES LES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS! CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.




INSTRUCTIONS IMPORTANTES: MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE SKU: VET-800NA

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

DANGER : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BRULURES, D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE ET DE BLESSURES CORPORELLES, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES.

ATTENTION

- **USAGE ANIMAL UNIQUEMENT — NE PAS UTILISER CE SYSTÈME DE CHAUFFAGE POUR DES APPLICATIONS HUMAINES**
- **NE PAS UTILISER POUR DES ENVIRONNEMENTS MÉDICAUX HUMAINS, D'OXYGÈNE OU HUMIDE**
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **ATTENTION** — Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée à la présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Le radiateur ne doit pas être situé juste en dessous d'une prise de courant.
- N'utilisez pas ce radiateur à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- **NE PAS couvrir** 

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans le manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
2. N'utilisez pas l'appareil sans surveillance. Éteignez ou débranchez lorsque vous ne l'utilisez pas.
3. Assurez-vous que la source d'alimentation est conforme aux exigences électriques de cet appareil.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES: MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE SKU: VET-800NA

4. **NE PAS FAIRE FONCTIONNER PLUS D'UN BEDJET SUR LA MÊME PRISE D'ALIMENTATION CA SANS RÉGLER L'INTERRUPTEUR DE FAIBLE PUISSANCE SUR ON — INTERRUPTEUR SITUÉ À L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL.**
5. Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est destinée à s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. S'il ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de contourner cette fonction de sécurité.
6. NE PAS brancher l'appareil sur un autre appareil connecté à un cordon, tel qu'une multiprise, un parasurtenseur, des adaptateurs à prises multiples ou des assainisseurs d'air de type prise. L'utilisation de tels dispositifs peut créer un risque d'incendie. Branchez l'appareil directement dans une prise murale uniquement.
7. Branchez toujours cet appareil directement dans une prise/prise murale. Ne jamais utiliser avec une rallonge ou une prise d'alimentation déplaçable (prise/multiprise).
8. N'utilisez pas cet appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, ou après un dysfonctionnement de l'appareil, une chute ou un endommagement de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'appareil à un centre de service agréé pour examen, réglage électrique ou mécanique ou réparation.
9. Pour déconnecter l'appareil, assurez-vous que l'appareil ne fonctionne pas actuellement en mode chaud ou froid, appuyez sur le bouton d'alimentation principal, puis retirez la fiche de la prise.
10. Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas régulièrement. Débranchez le cordon d'alimentation avant de réparer ou de déplacer l'appareil. **AVERTISSEMENT : NE VOUS DÉPENDEZ PAS DE L'INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT COMME SEUL MOYEN DE DÉBRANCHER L'ALIMENTATION LORS DE L'ENTRETIEN OU DU DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL. TOUJOURS DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION.**
11. N'insérez pas et ne laissez pas les doigts ou des objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'échappement car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager l'appareil. Ne bloquez ni ne modifiez l'appareil de quelque manière que ce soit pendant son fonctionnement.
12. Pour éviter un éventuel incendie, n'obstruez en aucune manière les entrées ou les sorties d'air. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures pourraient se bloquer.
13. Placez toujours l'appareil sur une surface stable, plane et de niveau lors de l'utilisation, pour éviter le risque de renversement de l'appareil. Localisez le cordon d'alimentation de sorte que l'appareil ou d'autres objets ne reposent pas dessus. Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils électroménagers. Disposez le cordon loin de la zone de circulation et là où il ne risque pas de trébucher.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES: MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE SKU: VET-800NA

14. Cet appareil contient des pièces chaudes et produisant des arcs ou des étincelles à l'intérieur. N'utilisez pas le BedJet dans des zones où de l'essence, de la peinture, des liquides inflammables ou des gaz inflammables sont utilisés ou stockés. Il ne doit PAS être utilisé dans des endroits potentiellement dangereux tels que des atmosphères inflammables, explosives, chargées de produits chimiques ou humides.
15. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des endroits mouillés ou humides. Cet appareil **N'EST PAS CONÇU** pour être utilisé dans les salles de bains, les buanderies et les emplacements intérieurs similaires. Ne placez jamais l'appareil à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre réservoir d'eau. Ne plongez pas BedJet dans l'eau.
16. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé comme réchauffeur d'air ambiant.
17. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
18. Gardez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
19. Ne pas utiliser là où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou dans des environnements riches en oxygène.
20. Vérifiez le cordon et les connexions de votre BedJet :
 - a) Des connexions de prise murale défectueuses ou des fiches desserrées peuvent entraîner une surchauffe de la prise ou de la fiche. Assurez-vous que la fiche est bien ajustée dans la prise.
 - b) Les appareils de chauffage consomment plus de courant que les petits appareils ; une surchauffe de la prise peut se produire même si elle ne s'est pas produite avec l'utilisation d'autres appareils.
 - c) Pendant l'utilisation, vérifiez fréquemment si votre prise de courant ou votre plaque frontale est **CHAUDE** ! Si tel est le cas, cessez d'utiliser le radiateur et demandez à un électricien qualifié de vérifier et/ou de remplacer les prises défectueuses.

AVERTISSEMENT : RÉDUISEZ LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE – N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL AVEC UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE VITESSE À STATISTIQUE SOLIDE.

CONSERVEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

INFORMATIONS SUR LE FABRICANT :

BEDJET LLC
17 Connell Highway
Newport, RI 02840 USA
Phone: +1-401-404-5250
Email: info@bedjet.com



INSTRUCTIONS IMPORTANTES: MANUEL D'UTILISATION MODÈLE SKU: VET-800NA

Liste de contrôle de pré-installation

Avant d'essayer d'installer le BedJet VET, veuillez vérifier la liste des pièces suivantes de votre emballage BedJet VET :



Tuyau d'air avec doublure en tissu, extensible, compressible et pliable



BedJet VET avec filtre HEPA préinstallé



Télécommande radio sans fil avec 2 piles alcalines AA (incluses)

Assemblage approprié requis :

Toutes les pièces incluses doivent être entièrement assemblées et installées sur le BedJet pour un fonctionnement correct. N'utilisez pas le BedJet sans le tuyau d'air inclus. N'essayez pas d'utiliser le BedJet avec des accessoires de distribution d'air ou des composants de distribution d'air non approuvés ou fournis par BEDJET LLC.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES: MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE SKU: VET-800NA

Opération système



Bouton ON / OFF

Bouton de faible puissance pour les configurations avec deux BedJet fonctionnant sur le même circuit CA. **VOIR LES DÉTAILS DE SÉCURITÉ CI-DESSOUS.**

Anneau d'affichage d'état

Port d'extension pour les tests en usine, pas un port USB fonctionnel

Bouton de faible puissance :

Les configurations avec deux unités BedJet VET branchées sur le même circuit CA doivent régler l'interrupteur de faible puissance sur ON pour éviter de déclencher/surcharger le disjoncteur. Les installations où un seul BedJet VET est utilisé dans une pièce doivent laisser l'interrupteur de faible puissance sur OFF pour utiliser la pleine puissance du système.

⚠ AVERTISSEMENT : *Le non-respect du réglage correct de l'interrupteur de faible puissance avec plus d'un BedJet installé sur le même circuit de dérivation CA de la pièce peut entraîner une surcharge du circuit électrique, des déclenchements de disjoncteur ou un risque électrique. N'utilisez jamais plus d'un BedJet sur le même circuit CA sans interrupteur de faible puissance sur ON.*




INSTRUCTIONS IMPORTANTES: MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE SKU: VET-800NA

Télécommande sans fil BedJet VET :

Tous les modes de fonctionnement BedJet VET sont activés via la télécommande radio sans fil, il n'y a pas de boutons extérieurs situés sur l'unité de base BedJet VET pour un fonctionnement manuel. Avec des piles chargées installées, les touches de la télécommande s'allumeront automatiquement lorsqu'elles seront ramassées, indiquant que la télécommande est prête à l'emploi. Le BedJet VET émettra un bip pour accuser réception de toute commande reçue de la télécommande. La télécommande sans fil est pré-appairée à votre unité BedJet VET en usine. Cependant, si votre BedJet VET est sous tension (le voyant du bouton d'alimentation est allumé) et que les boutons de la télécommande sans fil s'allument et sont enfoncés mais que le BedJet ne s'active pas, associez à nouveau la télécommande à l'unité de base.

Couplage d'une nouvelle télécommande : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Low Power" sur l'écran arrière du BedJet VET jusqu'à ce qu'il clignote, indiquant que l'unité est en mode d'appairage. Appuyez sur la touche OFF de votre télécommande et maintenez-la enfoncée pour terminer l'appairage. Le jumelage réussi sera confirmé par trois bips.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES: MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE SKU: VET-800NA

Réglages de la température de réchauffement : activez le mode de réchauffement de l'air en appuyant sur n'importe quel bouton de pré-réglage de température. Une fois active, la température de l'air chaud peut être ajustée par incréments de 1°C de 43°C à 32°C à l'aide des boutons +/- . L'annonce audio indique la température de consigne actuelle.

Réglage de la minuterie d'arrêt automatique : l'activation de n'importe quel mode d'air règle par défaut la minuterie d'arrêt automatique à 4 heures. Une fois actif, l'heure d'arrêt automatique peut être ajustée par incréments de 30 minutes à l'aide des boutons +/- . L'arrêt automatique de 4 heures est la durée maximale autorisée. L'annonce audio indique le réglage actuel de la minuterie d'arrêt automatique.

Ajustements de la vitesse du ventilateur : l'activation de n'importe quel mode se règle par défaut sur 100 % de la vitesse maximale du ventilateur. Pour les petits animaux avec des sacs chauffants plus petits, la vitesse du ventilateur peut être réduite pour réduire le bruit de l'appareil. L'unité dispose de 20 réglages de vitesse du ventilateur et arrête d'émettre un bip lorsque les limites supérieures ou inférieures de vitesse du ventilateur sont atteintes à l'aide des boutons +/- .

Rappel de mémoire à une touche programmable : les paramètres fréquemment utilisés peuvent être rappelés à l'aide des boutons de mémoire à une touche. Allumez simplement l'appareil et réglez la température, la vitesse du ventilateur et les paramètres d'arrêt automatique préférés, puis appuyez et maintenez enfoncée n'importe quelle touche de mémoire pendant 3 secondes pour enregistrer. Lorsque l'unité est en veille, appuyez et relâchez rapidement la même touche mémoire pour activer l'unité et rappeler les paramètres enregistrés.

Réinitialisation du changement de filtre HEPA : L'unité contient une horloge de service permanente des heures de fonctionnement. Lorsque des intervalles de 400 heures sont atteints, une alerte audio « CHANGER LE FILTRE » se fera entendre. Réinitialisez l'alerte audio « CHANGER LE FILTRE » après le changement du filtre HEPA (voir la section Entretien) en appuyant simultanément sur le bouton de configuration (icône d'engrenage) et sur le bouton OFF de la télécommande.



Indicateur de sonnerie d'affichage d'état

Rouge fixe = Fonctionnement à la température de l'air définie

Rouge tournant = Ajustement pour atteindre la température de l'air définie

Bleu fixe = Mode froid



INSTRUCTIONS IMPORTANTES: MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE SKU: VET-800NA

Maintenance

Le seul entretien requis pour le BedJet VET est le remplacement périodique du filtre HEPA et le nettoyage périodique du préfiltre HEPA lavable.


NETTOYAGE DU PRÉFILTRE HEPA : Le préfiltre en mousse noire lavable est installé sur le dessus du filtre HEPA et aide à prolonger la durée de vie de votre filtre HEPA. Nettoyez le préfiltre HEPA lavable à vie tous les 2 mois ou lorsqu'il est visuellement sale. Retirez simplement le préfiltre en mousse noire du filtre HEPA (il est fixé à l'avant du filtre HEPA avec du velcro) et nettoyez-le sous l'eau courante. Réinstallez le préfiltre lorsqu'il est sec et poussez doucement le gril jusqu'à ce qu'il se remette en place.

REPLACEMENT DU FILTRE HEPA : Il est recommandé de remplacer le filtre HEPA toutes les 400 heures ou tous les 6 mois d'utilisation régulière. Le BedJet VET contient une horloge de service de filtre HEPA. À 400 heures, le BedJet VET émettra un d'alerte sonore pour remplacer le filtre HEPA.


RÉINITIALISATION DE L'ALARME DE SERVICE DU FILTRE HEPA : Maintenez enfoncé le bouton de l'icône d'engrenage sur la télécommande tout en appuyant simultanément sur le bouton OFF. L'alarme d'entretien du filtre HEPA doit maintenant être réinitialisée pendant 400 heures supplémentaires.



Appuyez sur les deux boutons de filtre (de chaque côté de la grille) dans la direction indiquée pour libérer la grille d'aération avant pour un accès facile aux filtres.



Une fois la grille ouverte, tirez sur la sangle pour faire glisser l'assemblage du filtre vers l'extérieur.



Retirez le préfiltre noir du filtre HEPA pour le séparer pour le nettoyage et/ou le remplacement.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES: MANUEL D'UTILISATION MODÈLE SKU: VET-800NA

Application de télécommande Bluetooth



En attendant la sortie (cible : Q1 de 2022), l'application BedJet VET peut contrôler toutes les fonctions de l'unité à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Les fonctionnalités supplémentaires de l'application non disponibles avec la télécommande sans fil incluent :

- Durée de vie du filtre HEPA indiquant les heures restantes
- Lectures en direct de la température de l'air de sortie
- Affichage de l'heure d'arrêt et de la vitesse du ventilateur
- Vérification de la mise à jour du micrologiciel via WiFi
- Veuillez noter que l'ancienne application BedJet VET V2 actuellement disponible sur iOS n'est pas compatible avec le nouveau modèle BedJet VET. Cette ancienne application peut être identifiée par l'ancien logo BedJet rouge/orange.

Dépannage

Utilisez ce guide pour résoudre les problèmes avec votre produit BedJet VET. Si les problèmes ne peuvent pas être résolus, veuillez contacter le service client à info@bedjet.com ou au +1.401.404.5250. Ne retournez aucun produit nécessitant une réparation sans avoir obtenu au préalable un numéro d'autorisation de retour (RMA) et des instructions d'expédition.

Notifications sonores BedJet VET – Que signifie le BIP ?

Problème	Indication	Recommandation
1 Bip	<ul style="list-style-type: none">• BedJet activé ou désactivé• Toute commande reçue de la télécommande ou de l'application	<ul style="list-style-type: none">• Ceci est un fonctionnement normal
3 Bips	<ul style="list-style-type: none">• La fonction d'apprentissage/appairage de la télécommande a été accomplie avec succès	<ul style="list-style-type: none">• Cela indique un apprentissage/appairage réussi d'une télécommande avec le BedJet• La télécommande n'a pas été appairée si 3 bips ne sont pas émis
5 Bips	<ul style="list-style-type: none">• Une erreur de surveillance du système s'est produite• Le BedJet ne fonctionnera pas jusqu'à ce qu'il soit résolu	<ul style="list-style-type: none">• Voir le tableau de diagnostic ci-dessous, ne peut être réinitialisé à partir de l'état d'erreur qu'en débranchant pendant 30 secondes



INSTRUCTIONS IMPORTANTES: MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE SKU: VET-800NA

Dépannage (suite)

Diagnostiquer et réparer

Problème	Causes possibles	Action
La télécommande ne fonctionnera pas BedJet	<ul style="list-style-type: none"> • Pile déchargée dans la télécommande • La télécommande peut avoir besoin d'être re-appairée à votre BedJet 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le voyant de la télécommande s'allume lorsqu'il est ramassé, sinon remplacez la batterie • Réassociez la télécommande à BedJet avec les instructions à la page 7
Les commandes de la télécommande ne sont plus reconnues par un bip sonore	<ul style="list-style-type: none"> • La sourdine de l'alerte audio a peut-être été activée accidentellement 	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton Muet de la télécommande pour réactiver le son
BedJet continue de s'éteindre sans qu'une commande d'arrêt soit donnée ou qu'un bip soit émis ; La LED du bouton d'alimentation BedJet est allumée et la LED ERROR ne clignote PAS et BedJet peut être redémarré normalement	<ul style="list-style-type: none"> • C'est normal. Une fois activé, chaque mode dispose d'une minuterie d'arrêt automatique. Veuillez consulter la page 8 pour plus d'informations sur les délais d'arrêt automatique. 	<ul style="list-style-type: none"> • La minuterie d'arrêt peut être avancée dans certaines limites à l'aide du bouton TIME +/-
La LED d'affichage BedJet ERROR clignote et l'unité ne fonctionnera plus, BedJet émet 5 bips	<ul style="list-style-type: none"> • Le microprocesseur BedJet a découvert une erreur de surveillance dans le système. Cela ne signifie pas toujours que votre BedJet fonctionne mal et peut se produire si vous changez rapidement de mode ou de flux d'air tout en obstruant les entrées ou les sorties. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le filtre à air est propre et qu'il n'y a pas d'obstruction à l'entrée ou à la sortie d'air. • Débranchez BedJet pendant 30 secondes, exécutez en mode froid pendant 2 minutes, puis réessayez en mode réchauffement. Si cela ne résout pas le problème, ou si le problème se reproduit, contactez l'assistance BedJet et enregistrez le nombre de clignotements du voyant d'affichage d'erreur.
BedJet a fourni de l'air chaud, mais alors qu'il est toujours en mode de réchauffement, il souffle de l'air froid	<ul style="list-style-type: none"> • Le BedJet contient plusieurs interrupteurs de surchauffe mécaniques et thermiques pour protection. Ils sont extrêmement sensibles et peuvent avoir désactivé l'unité de chauffage. Ils se réinitialisent automatiquement mais restent ouverts jusqu'à ce que l'alimentation soit coupée et que l'unité puisse refroidir. Ils peuvent avoir été déclenchés par des blocages d'entrée ou de sortie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le filtre à air est propre et qu'il n'y a pas d'obstruction à l'entrée ou à la sortie d'air. • Débranchez BedJet pendant 30 secondes, exécutez en mode froid pendant 2 minutes, puis réessayez en mode réchauffement. Si cela ne résout pas le problème, ou si le problème se reproduit, contactez l'assistance BedJet.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES: MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE SKU: VET-800NA

Caractéristiques

- Tension : 120 V UNIQUEMENT (pas un appareil à double tension)
- Puissance nominale : 1 500 watts
- Caractéristiques de l'élément chauffant : 1 440 watts
- Ampérage : 12,8 ampères
- Plage de température de fonctionnement nominale 0°C à 40°C.
- Type de filtre à air HEPA : .3μ remplaçable
- Changement de filtre recommandé : 6 mois ou 400 heures
- Capteurs thermiques : 2, doubles redondants avec contrôle d'erreur du microprocesseur
- Précision de la régulation de la température : $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ (comme neuf)
- Durée du système à 38°C : ~16 secondes
- Dimensions : 17" x 10,3" x 5,8" de haut (hors sortie de tuyau)
- Poids : 9 lb. non compris le tuyau
- Longueur du tuyau : 45 po (rallonges de tuyau disponibles)
- Type de pile de la télécommande : AA x 2, type alcaline

Sécurité thermique

Le BedJet VET comprend l'ensemble le plus robuste de fonctions de sécurité redondantes de tous les réchauffeurs d'animaux à air pulsé actuellement sur le marché pour éviter une surchauffe involontaire. Ces fonctionnalités incluent :

- Réglez facilement les heures d'arrêt automatique de 30 minutes à 4 heures
- Capteurs de température doubles avec surveillance par microprocesseur — les lectures des capteurs sont moyennées et doivent concorder, sinon le système s'arrêtera
- Deux microprocesseurs avec surveillance des erreurs et fonctions de surveillance
- Protection contre la surchauffe surveillée par microprocesseur à 3 niveaux qui arrête le chauffage dans les situations de surchauffe hors spécifications suivantes :
 - Échappement d'air mesuré à $> 46^{\circ}\text{C}$ pendant 120 secondes
 - Échappement d'air mesuré à $> 53^{\circ}\text{C}$ pendant 12 secondes
 - Échappement d'air mesuré à $> 55^{\circ}\text{C}$ pendant 1 secondes
- Interrupteur de surchauffe thermostatique mécanique situé dans l'évacuation d'air qui coupe l'alimentation du radiateur en tant que dispositif de sécurité redondant en cas de défaillance de la surveillance du microprocesseur



INSTRUCTIONS IMPORTANTES: MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE SKU: VET-800NA

Certifications

Le BedJet VET a été conçu pour fonctionner comme un appareil de chauffage à air pulsé sûr à des fins de réchauffement des animaux. Ce produit a été rigoureusement testé par un laboratoire de test tiers accrédité pour être qualifié d'appareil électrique sûr. Le BedJet VET est conforme aux normes de sécurité et de produit suivantes :

- Underwriters Laboratories 499
- Canada CSA Standard 22.2 No. 64

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES: MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE SKU: VET-800NA

Garantie

BEDJET LLC donne à l'acheteur d'origine (« l'acheteur ») d'un nouveau BedJet VET (« le produit ») cette garantie expresse limitée qui couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication du produit dans des conditions normales d'utilisation. À l'exception de cette garantie expresse limitée et de toute garantie implicite en vertu de la loi applicable, BEDJET LLC ne fait aucune déclaration ou garantie expresse ou implicite, que ce soit dans ce document ou dans l'un de ses manuels d'instructions, l'emballage du produit ou d'autres matériaux accompagnant ou utilisés en conjonction avec la vente ou la commercialisation du produit.

DURÉE DE GARANTIE

Cette garantie expresse limitée et toutes les garanties implicites (y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier) sur le produit **seront de deux (2) ans à compter de la date d'achat documentée**, comme indiqué ci-dessous. La couverture prend fin si l'acheteur vend, dispose ou transfère le produit.

Au cours des deux années suivant la date d'achat documentée, BEDJET LLC réparera ou remplacera tout produit ou pièce(s) défectueux en termes de matériaux ou de fabrication, y compris les pièces, la main-d'œuvre et la livraison à l'acheteur aux frais de BEDJET LLC. Les frais de livraison sont couverts par cette garantie uniquement pour la zone continentale des États-Unis.

EXCLUSIONS DE COUVERTURE

Cette garantie expresse limitée est conditionnée à une utilisation appropriée du produit par l'acheteur. Tout problème avec le produit causé par un abus, une mauvaise utilisation et un fonctionnement contraire ou incompatible avec les instructions écrites ou un cas de force majeure (comme une inondation) n'est pas couvert. BEDJET LLC n'a aucune obligation si notre inspection révèle que le produit a été altéré, modifié, endommagé, soumis à ou impliqué dans un accident, démonté, réparé ou tenté d'être réparé par quelqu'un d'autre que nous, ou utilisé d'une manière dans conforme à sa destination.

Les dommages indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs (y compris toute perte de revenus, perte d'utilisation ou perte de profits) ne sont pas récupérables au titre de la garantie, ou en ce qui concerne la vente ou l'utilisation du produit. En aucun cas, notre entière responsabilité envers vous ne dépassera le prix d'achat réellement payé par vous pour le produit, ou toute partie défectueuse de celui-ci, selon le moindre des deux. Cette limitation ne s'applique pas aux réclamations pour dommages corporels. De plus, étant donné que certains États n'autorisent pas ou ne limitent pas les limitations des dommages accessoires ou indirects, tout ou partie de ce qui précède peut ne pas s'appliquer à vous.

Quels sont vos droits en vertu de la loi de l'État et d'autres considérations ?

Cette garantie et toutes les réclamations et litiges non résolus entre vous et BEDJET LLC seront régis et soumis aux lois (à l'exclusion des dispositions relatives aux conflits de lois) de l'État de Rhode Island, qui sera également le lieu et la juridiction exclusifs pour toutes ces réclamations et litiges. Toutes les réclamations contre BEDJET LLC doivent être déposées dans les trois (3) mois à compter de leur survenance. Étant donné que certains États n'autorisent pas ou ne limitent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, tout ou partie de ce qui précède peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. À l'exception de ce qui est expressément indiqué ci-dessus, BEDJET LLC n'autorise aucun agent ou représentant à assumer une quelconque obligation ou responsabilité en vertu des présentes. **SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD AVEC LES CONDITIONS CI-DESSUS, VOUS POUVEZ RETOURNER VOTRE PRODUIT POUR UN REMBOURSEMENT COMPLET DANS LES SEPT JOURS APRÈS L'ACHAT.**

